



# ThermoCov

## Schutzkappen für Ohr-Thermometer

- ◆ Hygienische Schutzkappen zum Einmalgebrauch
- ◆ Geeignet für die ThermoScan PRO Serie von Braun
- ◆ Zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- ◆ 100 % recyclingfähig - Kappen aus Polypropylen (PP)
- ◆ PP ist frei von flüchtigen Weichmachern

### ThermoCov Schutzkappen für Ohr-Thermometer

sind gebrauchsfertige, hygienische Kunststoffkappen zur einmaligen Verwendung bei der Abnahme der Körpertemperatur mit einem ThermoScan Pro Ohrthermometer der Serie 6000 oder 4000.

#### Anwendung:

Um einen hygienischen Schutz gewährleisten zu können und eine möglichst genaue Messung vorzunehmen, sollten die Schutzkappen nach jeder Messung gewechselt werden. Vor allem zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen, also der Übertragung von Keimen, Bakterien oder Viren durch die unsachgemäße oder ausbleibende Reinigung, ist der Vorgang der Einzelverwendung einzuhalten.

Drücken Sie dazu die Messspitze Ihres Gerätes in die Verpackung mit den ThermoCov Schutzkappen und ziehen diese mit einer aufgesetzten Kappe wieder heraus. Nach der Verwendung können Sie die PP-Schutzkappe über den Recyclingabfall sachgerecht entsorgen.

#### Daten:

- PP - 100 % recyclingfähig
- PP kommt ohne flüchtige Weichmacher aus

#### Lagerung:

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Vor Frost und direkter UV-Einstrahlung schützen.

### erhältliche Größen

Größe	Art.-Nr.	PZN	VE
1000 St. - 5 x 200 Schutzkappen	90011	17246840	
200 St. - 10 x 20 Schutzkappen	90010	16779735	
40 St. - 2 x 20 Schutzkappen	90012	17246834	



Stand: 01.05.2021